

CATALOGUE DES PRISES EN CHARGE DU SERVICE D'ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE ET DE NEUROPATHOLOGIE PR FIGARELLA-BRANGER

Hôpital Timone Adultes 2 - 2e étage Réception : 29043

Libellé de la demande	Nature / Etat	Support / Contenant	Documents obligatoires	Recommandations de transport		Conditions de conservation pour acheminement différé en raison des horaires du service	Fréquence de réalisation de l'analyse	Délai moyen de production du résultat
				Température	Délai max. à partir de la résection			
Examen extemporané	Biopsie / Pièce opératoire Etat frais	Container plastique adapté à la taille du prélèvement, +/- compresse imbibée de sérum φ	Bon standard MMF043	T° ambiante	10 min	Retour au service et fixation au formol 4%	Quotidienne	15 à 30 mn
Cytologie sur lames	Etalement Séché à l'air (ou fixé à la laque pour les frottis CV conventionnels)	Porte-lame en plastique ou lames séparées par des trombones (pour éviter qu'elles ne se collent) dans un pot plastique transparent à couvercle rouge	Bon standard MMF043	T° ambiante	< 6h	T° ambiante Cytologies thyroïdiennes à 4°C	Quotidienne (Hebdomadaire pour les cytologies thyroïdiennes)	7 j (+/- 2 j)
Cytologie de liquide	Urine Fixé au demi à l'alcool à 50°	Pot plastique transparent à couvercle rouge	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	7 j (+/- 2 j)
	Autres (épanchement..., LCR, liquide articulaire, ...) Etat frais	Tube sec			30 min	4°C (sauf liquides articulaires à température ambiante)		
Frottis cervico-vaginal et anal monocouche	Milieu liquide Fixé	Pot thinprep blanc Fourni par le service	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	3 semaines (+/- 1 semaine)
Digestif, ganglion, brossage biliaire...		Pot cytolyt Fourni par le service		T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	7 j (+/- 2 j)
Pièce opératoire (Histologie standard)	Frais	Pot opaque vide	Bon standard MMF043	T° ambiante	30 mn	Fixation au formol à 4%	Quotidienne	15j (+/- 5j)
	Fixé	Pots prêts à l'emploi contenant du formol à 4%	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	T° ambiante		
Biopsie (Histologie standard)	Fixé	Pots prêts à l'emploi contenant du formol à 4%	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	10 j (+/- 3j)
Biopsie musculaire et myocardique pour pathologie musculaire	Frais	Dans un tube sec placé dans la glace	Bon standard MMF043	Dans la glace	30mn	Fixation au formol 4% et si possible congélation -80°C ou azote liquide	Hebdomadaire	15j (+/- 5j)

CATALOGUE DES PRISES EN CHARGE DU SERVICE D'ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE ET DE NEUROPATHOLOGIE PR FIGARELLA-BRANGER

Hôpital Timone Adultes 2 - 2e étage Réception : 29043

Libellé de la demande	Nature / Etat	Support / Contenant	Documents obligatoires	Recommandations de transport		Conditions de conservation pour acheminement différé en raison des horaires du service	Fréquence de réalisation de l'analyse	Délai moyen de production du résultat
				Température	Délai max. à partir de la résection			
Biopsie d'indication particulière : - myocardique pour amylose - glande salivaire pour amylose	Fixé	Pots prêts à l'emploi contenant du formol à 4%	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	T° ambiante	Hebdomadaire	7 j (+/- 2 j)
	Conservation Liquide de Michel	Flacon plastique identifié par une couleur bleue, Fourni par le service			30mn	4°C		
Biopsie buccale et cutanée pour IF	Conservation Liquide de Michel	Flacon plastique identifié par une couleur bleue, Fourni par le service	Bon standard MMF043	T° ambiante	30mn	4°C	2 fois par mois	1 mois
Biopsie nerveuse	Frais (idéalement 4cm de long)	Dans un tube sec placé dans la glace	Bon standard MMF043	Dans la glace	30mn	Fixation au formol 4%	Hebdomadaire	15j (+/- 5j)
Biopsie rénale PBR pour rejet de greffe	1 carotte Liquide de Michel	Flacon plastique identifié par une couleur bleue Fourni par le service	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	4°C	Quotidienne	1 à 7 j
	1 carotte Formol 4% teinté d'éosine	Flacon plastique Fourni par le service						
	1 carotte Glutaraldéhyde	Flacon plastique identifié par une couleur verte Fourni par le service						
Biopsie rénale PBR de rein non greffé non tumoral	1 carotte Glutaraldéhyde	Flacon plastique identifié par une couleur verte Fourni par le service	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	4°C	Quotidienne	7 j (+/- 2 j)
	1 carotte Liquide de Michel	Flacon plastique identifié par une couleur bleue Fourni par le service						

CATALOGUE DES PRISES EN CHARGE DU SERVICE D'ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE ET DE NEUROPATHOLOGIE PR FIGARELLA-BRANGER

Hôpital Timone Adultes 2 - 2e étage Réception : 29043

Libellé de la demande	Nature / Etat	Support / Contenant	Documents obligatoires	Recommandations de transport		Conditions de conservation pour acheminement différé en raison des horaires du service	Fréquence de réalisation de l'analyse	Délai moyen de production du résultat
				Température	Délai max. à partir de la résection			
Fœtus avant 14 SA	Frais	Pot opaque vide	Dans une enveloppe jointe au bon dédié fœtus-placenta MMF048 :Fiche de foetopathologieAutorisation d'autopsieCertificat médical d'IMG pour les maternités extérieures	T° ambiante	24h	4°C	Quotidienne	4 à 8 semaines
Fœtus d'au moins 14 SA	Frais	Container bleu de transport	Dans une enveloppe jointe au bon dédié fœtus-placenta MMF048 : Fiche de foetopathologie Autorisation d'autopsie Certificat médical d'IMG pour les maternités extérieures Restitution du corps Suivi transports Certificat d'accouchement	T° ambiante	24h	4°C	Quotidienne	4 à 8 semaines
Placenta	Fixé	Pots prêts à l'emploi contenant du formol à 4%	Bon fœtus-placenta MMF048	T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	4 à 8 semaines
<p>Pour le conditionnement et l'acheminement des fœtus et placentas, se référer au document institutionnel : PCR-000948 Prise en charge et traçabilité des corps des fœtus AP-HM à destination des chambres mortuaires ou du service d'ACPNP : disponible sur Intranet / onglet espace qualité / onglet procédures et documents : prise en charge : gestion des décès</p>								
Cerveau pour Creutzfeldt Jakob	Frais	Pot opaque vide	Bon standard MMF043	T° ambiante	1h	4°C	Mensuelle	3 à 6 mois
Préparation technique des échantillons autopsiques	Cassettes dans pot formolé à 4%	Pots prêts à l'emploi contenant du formol à 4%	Bon dédié autopsie MMF049 : Bon de demande de prise en charge technique pour une autopsie	T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	NA*

Remarque : Les demandes sur matériel archivé sont détaillées dans les prestations post-analytiques.